

Instellen barcode scanners VaccinatieRegister

Versie 0.3

1 Handleiding

1.1 Revisies

Datum	Versie	Auteur	Opmerkingen
29-11-2019	0.2	Steven Manschot	Eerste geupdate versie
06-02-2020	0.3	Steven Manschot	Factory reset codes toegevoegd

1.2 Controle

Datum	Versie	Gecontroleerd door	Opmerkingen
	0.2		

1.2 Distributie lijst

Naam	Rol
VacReg team	Interne gebruikers

2 Introductie

2.1 Doel van dit document

Het VaccinatieRegister biedt de mogelijkheid om consult artikelen te selecteren m.b.v. een barcode scanner. Voor een goede werking moeten de scanners geconfigureerd worden.

Dit document behandelt de volgende onderwerpen:

- Configuratie van de GPS4400 tafel scanner.
- Configuratie van de DS4308 hand scanner.

2.2 Status

Dit is versie 0.3 van dit document.

Nieuw in versie 0.3: Factory reset codes toegevoegd.

3 Configuratie van de GPS4400 tafelscanner



De GPS4400 tafelscanner kan met de fabrieks- instellingen niet correct werken met het VaccinatieRegister.

- Speciale scheidingstekens in de Datamatrix QR codes op verpakking worden niet correct verstuurd.
- De scanner verzend de tekens te snel om opgepakt te kunnen worden door sommige browsers (Edge).

Voor meer informatie betreffende het instellen van deze scanner verwijzen we u naar de officiële handleiding: GryphonGPS4400.pdf pagina's 34,36 en 37.

3.0 Set factory defaults GPS4400

Scan de volgende codes:



Restore EU Factory Configuration

3.2 Configuratie invoer snelheid GPS4400

Scan de volgende codes:



Enter/Exit Programming Mode



USB Keyboard Speed = 10ms



Enter/Exit Programming Mode

3.3 Configuratie verzenden koppeltekens GPS4400

Scan de volgende codes:



Enter/Exit Programming Mode



Reader Send Control Characters = 01



Enter/Exit Programming Mode

4 Configuratie van de DS4308 handscanner



De DS4308 handscanner kan met de fabrieks- instellingen niet correct werken met het VaccinatieRegister.

- De scanner stuurt niet automatisch een enter key aan het einde van een scan.
- Speciale scheidingstekens in de Datamatrix QR codes op verpakking worden niet correct verstuurd.
- De scanner verzendt de tekens te snel om opgepakt te kunnen worden door sommige browsers (Edge).

Voor meer informatie betreffende het instellen van deze scanner verwijzen we u naar de officiële handleiding: [ds4308-prg-en.pdf](#) pagina's 12,4-41, 6-9

4.1 Set factory defaults DS4308

Scan de volgende barcode:



Set Factory Defaults

4.2 Configuratie extra enter key na scan DS4308

Scan de volgende barcode:



Add Enter Key (Carriage Return/Line Feed)

4.3 Configuratie verzenden koppeltekens DS4308

Scan de volgende barcode:



Disable Keypad Emulation

4.4 Configuratie invoer snelheid DS4308

Scan de volgende barcode:



Medium Delay (20 msec)